



تعليم المريض / مقدم الرعاية

# تعليمات جمع وإرجاع عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية باستخدام مسحات الخد

تشرح هذه المعلومات كيفية جمع عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية وإرجاعها.

يوفر مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK) مجموعة واحدة لأدوات اختبار مستضدات الكريات البيضاء البشرية لكل متبرع. إذا كنت بصدد إرسال عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية الخاصة بك، فستكون أنت في هذه الحالة المتبرع. أما إذا كنت تساعد شخصاً آخر في إرسال عيناته، فسيكون هو المتبرع.

تحتوي كل مجموعة على المستلزمات التالية:

- عبوتان من مسحات قطنية معقمة. توجد مسحتان في كل عبوة. استخدم كل المسحات الأربع.
- 1 أنبوب شحن بلاستيكي معقم.
- 1 ملصق مطبوع مسبقاً بالاسم القانوني للمتبرع وتاريخ ميلاده.
- 1 ملصق يحتوي على فراغات لكتابة تاريخ ووقت جمع العينة.
- 1 مظروف إرجاع مبطن ومدفوع مسبقاً عبر بريد UPS.

سيكون مظروف الإرجاع الخاص ببريد UPS معنونًا مسبقًا بالعنوان التالي:

مركز الطب المخبري

**Assistant Manager - Specimen Logistics** 1<sup>st</sup> عناية:

**Floor**


**East 64<sup>th</sup> Street 327**

**New York, NY 10065**

## **كيفية جمع عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية**

توقف عن تناول الطعام أو الشراب لمدة ساعة إلى ساعتين قبل جمع عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية.

1. باستخدام مسحتين قطنيتين، افرك الجزء الداخلي من أحد الخدين حوالي 10 مرات. يمكنك استخدام مسحتين في وقت واحد، أو استخدامها الواحدة تلو الأخرى.
  2. باستخدام المسحتين المتبقيتين، افرك الجزء الداخلي من الخد الآخر حوالي 10 مرات.
  3. ضع المسحات على الأنبوب لتجفيفهم (انظر الشكل 1). اتركهم يجفوا في الهواء لمدة ساعتين إلى 3 ساعات على الأقل.
- إذا لم تجف المسحات تمامًا قبل وضعها داخل الأنبوب، فقد ينمو بها العفن. وفي هذه الحالة، فإننا لن نستخدمها للاختبار.




الشكل 1. تجفيف المسحات على أنبوب الاختبار

## كيفية إرجاع عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية

1. ضع جميع المسحات الأربع داخل الأنبوب. أغلق الأنبوب.
2. تحقق من الملصق المطبوع مسبقاً (انظر الشكل 2) للتأكد من صحة اسم المتبرع وتاريخ ميلاده.

وإذا وجدت أي خطأ، فاشطبه، وقم بتدوين المعلومات الصحيحة على الملصق. احرص على أن تكون الكتابة واضحة.

MRN RT  
Last Name, First Name  
PIV1 **DOB** 2024MAY24 8844  
  
**Tracking Number**  
HLA11HR HLA TYPING BUCCAL SWAB  
Swab

الشكل 2. ملصق مطبوع مسبقًا بالاسم وتاريخ الميلاد

3. اكتب تاريخ ووقت جمع العينة مباشرةً على الملصق الآخر (انظر الشكل 3). احرص على أن تكون الطباعة واضحة.

إذا لم تكتب تاريخ ووقت جمع العينة، فسوف تستغرق معالجة عينتك وقتًا أطول.

Accessions & CIS Spec Instructs:  
24-124-01614A: Swab  
**Date** \_\_\_\_\_  
**Time** \_\_\_\_\_

الشكل 3. ملصق مطبوع مسبقًا بالاسم والتاريخ

4. ضع الملصقين على الأنبوب. احرص ألا يكونا متداخلين.

إذا لم تضع الملصقين على الأنبوب، فلن تتمكن من معالجة عينتك.

وسيتعين عليك جمع عينة جديدة وشحنها.

5. ضع الأنبوب الذي يحمل الملصقين في مظروف الإرجاع. أغلق المظروف بإحكام.

6. قم بإحضار مظروف الإرجاع إلى موقع تسليم بريد UPS. تفضل بزيارة [www.ups.com/dropoff](http://www.ups.com/dropoff) للعثور على أقرب موقع لك.

سيكون لمظروف الإرجاع رقم تتبع على ملصق الشحن. سيستخدم مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK) هذا الرقم لتتبع المظروف الخاص بك. إذا كنت تريد أيضًا تتبع المظروف، فقم بتدوين رقم التتبع قبل إعطاء المظروف لشركة UPS.

## معلومات إضافية

- لا تضع أكثر من أنبوب واحد ذي سداة سوداء في المظروف. إذا أرسل أكثر من متبرع عينات، فسيحصل كل منهم على مجموعة اختبار مستضدات الكريات البيضاء البشرية الخاصة به. يجب على كل متبرع إرسال العينة الخاصة به في مظروف الإرجاع المرفق مع المجموعة الخاصة به.
- يجب استلام جميع العينات ومعالجتها بواسطة مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK).

# القائمة المرجعية لجمع وإرجاع عينات مسحات الخد لمستضدات الكريات البيضاء البشرية

## جمع عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية

□ انتظرت حوالي ساعة إلى ساعتين بعد تناول أي طعام أو شراب لجمع العينات.

□ استخدمت مسحتين لكل خد (4 مسحات إجمالية لكلا الخدين).

□ تركت المسحات تجف بواسطة الهواء لمدة ساعتين إلى 3 ساعات على الأقل.

## إرجاع عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية

□ وضعت المسحات الأربع التي جفت بواسطة الهواء كلها في الأنبوب.

□ أغلقت الأنبوب بالغطاء بإحكام.

□ اسمي وتاريخ ميلادي على الملصق المطبوع مسبقاً صحيحان. وإذا لم يكونا صحيحين، شطبت عليهما وكتبت المعلومات الصحيحة.

□ كتبت التاريخ والوقت في الفراغات الموجودة على الملصق الفارغ.

□ وضعت الملصقين على الأنبوب.

□ وضعت الأنبوب في مظروف الإرجاع مسبق الدفع.

□ أحضرت مظروف الإرجاع إلى موقع تسليم بريد UPS.

للاطلاع على التعليمات التفصيلية، اقرأ القسم جمع وشحن عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية باستخدام مسحات الخد

في حالة تلف مجموعة اختبار مستضدات الكريات البيضاء البشرية الخاصة بك، أو فقدان مجموعة أدواتك، أو إذا كانت لديك أسئلة، فيرجى الاتصال بنا.

- إذا كان عمر المريض 18 عامًا أو أكثر، فاتصل بعيادة زرع الخلايا الجذعية للبالغين من المتبرعين الأقارب على الرقم 2802-608-646.
- إذا كان عمر المريض أقل من 18 عامًا، فاتصل بعيادة زرع الخلايا الجذعية للأطفال من المتبرعين الأقارب على الرقم 2708-608-646.

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

Instructions for Collecting and Returning HLA Samples Using Cheek Swabs - Last updated on September 23, 2024  
جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركز Memorial Sloan Kettering لعلاج السرطان