



रोगी और देखभालकर्ता की शिक्षा

चीक स्वाब का उपयोग करके HLA नमूने एकत्र करने और शिपिंग करने के निर्देश

इसमें बताया गया है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन (HLA) नमूने कैसे एकत्र करें और कैसे भेजें।

HLA वह टाइपिंग है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए डोनर (दाता) हो सकते हैं या नहीं, जिसे हेमेटोपोएटिक (रक्त बनाने वाली कोशिकाएं) स्टेम सेल परत्यारोपण की आवश्यकता है। यह टाइपिंग परत्यारोपण की आवश्यकता वाले व्यक्ति और स्टेम सेल डोनर दोनों पर की जाती है।

आपके द्वारा अपने HLA नमूने मेमोरियल स्लोअन केंटरिंग (MSK) को भेजने के बाद, यह तय करने के लिए उनका परीक्षण किया जाएगा कि क्या आप रोगी को स्टेम सेल दान कर सकते हैं या नहीं।

HLA टेस्टिंग किट

MSK परत्येक डोनर को 1 HLA टेस्टिंग किट प्रदान करता है। यदि आप अपने HLA नमूने भेज रहे हैं, तो आप डोनर (दाता) हैं। यदि आप किसी और को उनके नमूने भेजने में मदद कर रहे हैं, तो वे डोनर (दाता) हैं।

प्रत्येक किट में निम्नलिखित सामग्री होती है:

- स्टेराइल कॉटन स्वाब के 2 पैकेट। प्रत्येक पैकेट में 2 स्वाब होते हैं। सभी 4

स्वाब का उपयोग करें।

- 1 स्टेराइल प्लास्टिक शिपिंग ट्यूब (ब्लैक टॉप ट्यूब)
- डोनर के कानूनी नाम और जन्म तिथि के साथ 1 पूर्व-मुद्रित लेबल
- नमूना संग्रह दिनांक और समय लिखने के लिए रिक्त स्थान के साथ 1 लेबल
- 1 परी-पैड, पैड किया हुआ UPS रिटर्न लिफाफा

UPS रिटर्न लिफाफा निम्नलिखित पते के साथ पहले से पता भरा होगा:

Center for Laboratory Medicine

Attn: Yevgeniya Bensman – Specimen Logistics 1st Floor


327 East 64th Street

New York, NY 10065

HLA नमूने एकत्र करना

HLA नमूने एकत्र करने से पहले खाने या पीने के बाद लगभग 1 से 2 घंटे तक परतीक्षा करें।

1. 2 कॉटन स्वाब का उपयोग करके, एक गाल के अंदरूनी हिस्से को लगभग 10 बार रगड़ें। आप एक बार में 2 स्वाब का उपयोग कर सकते हैं, या आप उन्हें एक के बाद एक उपयोग कर सकते हैं।
2. बचे हुए 2 कॉटन स्वाब का उपयोग करके, अपने दूसरे गाल के अंदरूनी हिस्से को लगभग 10 बार रगड़ें।
3. स्वाब को ब्लैक टॉप ट्यूब के बाहर रखें



चित्र 1. टेस्ट ट्यूब पर स्वाब सूख रहे हैं

(चित्र 1 देखें)। स्वाब को कम से कम 2 से 3 घंटे तक हवा में सूखने दें। उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि ब्लैक टॉप ट्यूब में डालने से पहले स्वाब पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, तो उनमें फफूंदी हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो उनका उपयोग परीक्षण के लिए नहीं किया जा सकता है।

HLA नमूने भेजना

1. सभी 4 स्वाब को ब्लैक टॉप ट्यूब के अंदर रखें। ट्यूब के शीषर् भाग को बंद करें।
2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि डोनर का नाम और जन्मतिथि सही है, पूर्व-मुद्रित लेबल की जाँच करें।
 - यदि कोई भी जानकारी गलत है, तो गलत जानकारी को काट दें और लेबल पर सही जानकारी लिखें। कृपया साफ - साफ प्रिंट करें।
3. नमूना एकतरु किए जाने की तारीख और समय सीधे दूसरे लेबल पर लिखें। कृपया साफ - साफ प्रिंट करें। यदि आप नमूना एकतरु किए जाने की तारीख और समय शामिल नहीं करते हैं, तो आपके नमूनों को संसाधित करने में देरी हो सकती है।
4. दोनों लेबलों को ट्यूब के बाहर संलग्न करें। सुनिश्चित करें कि वे ओवरलैप न हों। यदि पराप्त होने पर दोनों लेबल ट्यूब से जुड़े नहीं हैं, तो MSK आपके नमूने को संसाधित करने में सक्षम नहीं होगा और फिर से एक नया नमूना एकतरु करने की आवश्यकता होगी।
5. लेबल वाली ब्लैक टॉप ट्यूब को रिटर्न लिफाफे में डालें। लिफाफा सील करने से पहले निम्नलिखित जांच लें:
 - ब्लैक टॉप ट्यूब में 4 कॉटन स्वाब हैं।
 - ब्लैक टॉप ट्यूब में 2 लेबल हैं।
 - लेबल पर दी गई जानकारी सही है।

- नमूना एकत्र करने की तारीख और समय लेबल पर उपलब्ध रिक्त स्थान में लिखा गया है।

इन चीजों की जांच करने के बाद, लिफाफे को सील कर दें।

6. रिटर्न लिफाफा UPS ड्रॉप ऑफ स्थान पर लाएँ। आप www.ups.com/dropoff पर जाकर अपने निकटतम स्थान का पता लगा सकते हैं।
 - रिटर्न लिफाफे में शिपिंग लेबल पर एक ट्रैकिंग नंबर सूचीबद्ध होगा। MSK इसका उपयोग आपके पैकेज को ट्रैक करने के लिए करेगा। अगर आप भी लिफाफे को ट्रैक करना चाहते हैं तो UPS को लिफाफा देने से पहले ट्रैकिंग नंबर लिख लें।

अतिरिक्त जानकारी

- लिफाफे में 1 से अधिक ब्लैक टॉप ट्यूब न रखें। यदि 1 से अधिक डोनर नमूने भेज रहे हैं, तो उनमें से प्रत्येक डोनर को अपनी स्वयं की HLA टेस्टिंग किट मिलेगी। प्रत्येक डोनर को अपनी किट में शामिल रिटर्न लिफाफे का उपयोग करके अपना नमूना वापस भेजना होगा।
- सभी नमूने MSK द्वारा प्राप्त और संसाधित किए जाने चाहिए।

यदि आपकी HLA परीक्षण किट क्षतिग्रस्त हो गई है, आपकी किट में सामान गायब है, या आपके पास कोई प्रश्न है, तो कृपया हमें कॉल करें।

- यदि रोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो वयस्क स्टेम सेल परत्यारोपण संबंधित डोनर कार्यालय को 646-608-4134 पर कॉल करें।
- यदि रोगी 18 वर्ष से कम उमर है, तो बाल चिकित्सा स्टेम सेल परत्यारोपण संबंधित डोनर कार्यालय को 212-639-8478 पर कॉल करें।

अधिक संसाधनों के लिए, हमारी वचुरअल लाइब्रेरी खोजने के लिए www.mskcc.org/pe पर जाएं।

Instructions for Collecting and Shipping HLA Samples Using Cheek Swabs - Last updated on January 4, 2023

सभी अधिकार मेमोरियल स्लोअन केटरिंग (MSK) कैंसर सेंटर के स्वामित्व में हैं और आरक्षित हैं