



مریض اور نگران کے لیے تعلیم

گالوں کے سویبز استعمال کرتے ہوئے HLA نمونہ وصول کرنے اور واپس کرنے کے لیے ہدایات

یہ معلومات وضاحت کرتی ہیں کہ انسانی لیوکوسائٹ اینٹیجن (HLA) کے نمونہ کیسے لیے اور واپس
کیے جائیں

MSK ہر ڈونر کے لیے 1 HLA ٹیسٹنگ کٹ دیتا ہے اگر آپ اپنے HLA نمونہ بھیج رہے ہیں، تو آپ ڈونر
ہیں اگر آپ کسی اور کو اس کے نمونہ بھیجنے میں مدد دے رہے ہیں، تو وہ ڈونر ہے

ہر کٹ میں یہ چیزیں ہوں گی:

- جراثیم سے پاک کاٹن سویبس کے 2 پیکٹ اور پیکٹ میں 2 سویبس ہوتے ہیں تمام کے تمام 4
سویبس استعمال کریں
- پلاسٹک کی بنی جراثیم سے پاک 1 شپنگ ٹیوب
- ڈونر کے قانونی نام اور تاریخ پیدائش کا حامل 1 پیشگی طبع شدہ لیبل
- نمونہ لینے کی تاریخ اور وقت لکھنے کے لیے خالی جگہوں کے ساتھ 1 لیبل
- 1 پری پیڈ، پیڈڈ UPS واپس کیا جانے والا لفافہ

آپ کا UPS واپس کیے جانے والے لفافے پر یہ پتہ پلا سہ درج ہوگا:


Center for Laboratory Medicine
Attn: Assistant Manager – Specimen Logistics 1st Floor
East 64th Street 327
New York, NY 10065

HLA نمونہ کیسے حاصل کیے جائیں

HLA نمونہ لینے سے تقریباً 1 سے 2 گھنٹے پہلے آپ کچھ نہ کھائیں یا پیئیں۔

1. 2 کاٹن سویبس کی مدد سے، گال کے اندر کے حصے کو 10 مرتبہ ملیں۔ آپ ایک ساتھ 2 سویبس استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ان میں ایک ایک کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
2. باقی 2 کاٹن سویبس کی مدد سے، اپنے دوسرے گال کا اندرونی حصے تقریباً 10 مرتبہ ملیں۔
3. سویبس کو خشک ہونے کے لیے ٹیوب پر رکھ دیں (شکل 1 دیکھیں)۔ ان میں کم از کم 2 سے 3 گھنٹے ہوا میں خشک ہونے دیں۔

اگر ٹیوب میں رکھنے سے پہلے سویبس مکمل طور پر خشک نہ ہوئے ہوں، تو ان میں پھپھوند پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، تو ان میں ٹیسٹنگ کے لیے استعمال نہ کریں کر سکتے ہیں۔




شکل 1 ٹیسٹ ٹیوب پر سویبس خشک ہورہے ہیں۔

HLA نمونہ کیسے واپس کیے جائیں

1. تمام 4 سویبس کو ٹیوب میں رکھیں۔ ٹیوب بند کریں۔
2. پہلے سے طبع شدہ لیبل چیک کر کے (شکل 2 دیکھیں)۔ یقین کر لیں کہ ڈونر کا نام اور تاریخ پیدائش درست ہیں۔

اگر کوئی غلطی ہو، تو اسے کراس لگا دیں۔ لیبل پر درست معلومات لکھیں۔ واضح طور پر لکھیں۔

MRN	RT
Last Name, First Name	
PIV1 DOB	2024MAY24 8844
	
Tracking Number	
HLA11HR	HLA TYPING
Swab	BUCCAL SWAB

شکل 2 نام اور تاریخ پیدائش کا حامل 1 پیشگی طبع شدہ لیبل

3. برا راست دوسرے لیبل پر نمونہ لینے کی تاریخ اور وقت درج کریں (شکل 3 دیکھیں) واضح طور پر طبع کریں

اگر آپ نمونہ لینے کی تاریخ اور وقت نہیں لکھیں گے، تو آپ کے نمونہ پر عمل درآمد میں زیادہ عرصہ لگا گا

Accessions & CIS Spec Instructs: 24-124-01614A: Swab
Date
Time

تصویر 3 نام اور وقت کا حامل 1 پیشگی طبع شدہ لیبل

4. دونوں لیبلز ٹیوب پر لگائیں خیال رکھیں کہ دونوں لیبل ایک دوسرے کے اوپر نہ چڑھیں

اگر آپ دونوں لیبلز ٹیوب پر نہیں لگائیں گے، تو آپ کے نمونہ پر عمل درآمد نہیں کر سکتے آپ کو نئی لینی اور بھیجی پڑے گی

5. لیبل لگی ہوئی ٹیوب واپس کی جانے والے لفافے میں ڈالیں لفافے چپکا کر بند کریں

6. واپسی کے لفافے کو لے کر UPS کی ترسیلی لوکیشن پر آجائیں اپنی قریب ترین لوکیشن تلاش کرنے کے لیے www.ups.com/dropoff وزٹ کریں

واپسی کے لفافے پر ایک ٹریکنگ نمبر ہوگا جو کہ شپنگ کے لیبل پر درج ہوگا MSK اسے آپ کے پیکج کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال کرے گا اگر آپ خود بھی لفافے کو ٹریک کرنا چاہیں، تو لفافے UPS کو دینے سے پہلے ٹریکنگ نمبر نوٹ کر لیں

اضافی معلومات

- لفافے میں 1 سے زیادہ سیاہ ڈھکن والی ٹیوب نہ ڈالیں اگر 1 سے زائد ڈونرز نمونے بھیج رہے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کو ذاتی HLA ٹیسٹ کٹ ملے گی رڈونر کو لازماً اپنی ذاتی کٹ میں شامل واپسی کا لفافے استعمال کرتے ہوئے ہی اپنا نمونہ واپس بھیجنا ہوگا
- تمام نمونے MSK کو ہی موصول ہونا اور اسی کی جانب سے ان پر عمل درآمد کیا جانا لازمی ہے

HLA گالوں کے سویبز کے نمونے وصول کرنے اور واپس کرنے کی چیک لسٹ

HLA نمونوں کا حصول

- HLA نمونے لینے سے قبل میں نے 1 سے 2 گھنٹے پہلے تک کچھ کھایا یا پیا نہیں تھا
- میں نے ہر گال پر 2 سویبز استعمال کیے (دونوں گالوں کے لیے کل 4)
- میں نے سویبس کو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے خشک ہونے دیا

HLA نمونوں کی واپسی

- میں نے تمام 4 سویبس کو ٹیوب میں رکھا
- میں نے ٹیوب کا ڈھکن مضبوطی سے لگایا

□ پلم □ سد □ طبع شد □ لیبل پر میرا نام اور تاریخ پیدائش درست □ میں □ اگر یہ □ درست نہ □ ہیں □ میں □ تو میں
نہ □ ان □ میں کراس کر دیا اور درست معلومات لکھ دیں □

□ میں نہ □ خالی لیبل پر دی گئی جگہ □وں میں تاریخ اور وقت لکھ دیا □□□

□ میں نہ □ دونوں لیبلز ٹیوب پر لگا دیں □□

□ میں نہ □ ٹیوب کو واپس کیے □ جانے □ والے □ پری پیڈ لفافے □ میں ڈال دی □

□ میں لفافے □ کو UPS کی ترسیلی لوکیشن پر لے □ کر آیا □

تفصیلی □ دایات کے □ لیے □، پڑھیں گالوں کے □ سویس کا استعمال کرتے □ ہوئے □ HLA □ نمونے □ حاصل کرنے □ اور
بھیجنا

اگر آپ کی HLA ٹیسٹ کٹ نقص کی حامل □ ہو، آپ کی کٹ میں چیزیں کم □ ہوں، یا آپ کا کوئی
سوال □ ہو، تو برا □ کرم □ میں کال کریں □

● اگر مریض کی عمر 18 یا اس سے زیادہ □ ہے □، Adult Stem Cell Transplant □ متعلق
Donor Office کو 2802-608-646 پر کال کریں □

● اگر مریض 18 سے □ کم عمر □ ہے □ تو Pediatric Stem Cell Transplant □ متعلق Donor
Office کو 2708-608-646 پر کال کریں □

مزید وسائل کے □ لیے □، www.mskcc.org/pe پر جا کر □ ماری ورچوئل لائبریری تلاش کریں □

Instructions for Collecting and Returning HLA Samples Using Cheek Swabs - Last updated on
September 23, 2024

تمام حقوق Memorial Sloan Kettering Cancer Center کے □ زیر ملکیت اور محفوظ □ ہیں